

FICHA TÉCNICA

Máquina de reprocesamiento de dializador YSDRM168A



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Función

1. La máquina de reprocesamiento de dializador YSDRM168A es la primera máquina de reprocesamiento de dializador automática del mundo. Nuestra perfección proviene de tecnología profesional y avanzada, que hace que nuestros productos sean legales, seguros y estables.
2. La máquina de reprocesamiento de dializador YSDRM168A es el dispositivo principal de los hospitales para esterilizar, limpiar, probar y afumar el dializador reutilizable utilizado en el tratamiento de hemodiálisis.
3. Procedimiento de procesamiento de reutilización:
 - [Enjuagar] ---- Usar agua de ósmosis inversa para enjuagar el dializador.
 - [Limpiar] ---- Usar desinfectante para limpiar el dializador.
 - [Probar] ----- Probar la capacidad de la cámara de sangre del dializador y si la membrana está rota o no.
 - [Desinfectar] --- Usar desinfectante para afumar el dializador.
4. Ser utilizado solo en hospitales.

Parámetros técnicos

Tamaño y peso Tamaño: YSDRM168A 470 mm x 380 mm x 480 mm (L * W * H)

Peso: YSDRM168A 30 KG

Fuente de alimentación: CA 220 V $\pm$ 10%, 50 Hz-60 Hz, 2 A

Potencia de entrada: 150 W

Presión de entrada de agua: 0,15 ~ 0,35 MPa (21,75 PSI ~ 50,75 PSI)

Temperatura de entrada de agua: 10 °C ~ 40 °C

Flujo mínimo de entrada de agua: 1,5 L / min

Tiempo de reprocesamiento: aproximadamente 12 minutos por ciclo

Entorno de trabajo: temperatura de 5 °C ~ 40 °C a una humedad relativa de no más del 80%.

La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 °C ~ 40 °C a una humedad relativa de no más del 80%.

Características

Estación de trabajo de PC : puede crear, guardar, buscar en la base de datos de pacientes; estándar de operación de enfermera; escanee fácilmente el código para enviar la señal para que el reprocesador se ejecute automáticamente;

Efectivo al reprocesar dializadores simples o dobles a la vez. Modelo - WF-168-B

Rentable : compatible con muchas marcas de desinfectante.

Precisión y seguridad : dilución automática del desinfectante

Control antiinfección cruzada : cabezal de puerto de sangre adicional para prevenir infecciones entre pacientes.

Función de registro : imprimir datos de reprocesamiento, como nombre, sexo, número de caso, fecha, hora, etc.

Doble impresión : impresora incorporada o impresora externa opcional (etiqueta adhesiva)

Por qué elegir el reprocesamiento del dializador YSDRM168B :

1. Adoptando la técnica de oscilación de corriente pulsante, en forma de enjuague positivo e inverso, así como UF positivo e inverso para eliminar los sobrantes en el dializador en poco tiempo para reanudar el volumen celular, a fin de prolongar la vida útil de los dializadores.
2. La prueba precisa y eficiente de TCV y fuga de sangre, refleja directamente la situación del reprocesamiento, asegurando así la seguridad de todo el curso.
3. El enjuague, la limpieza, la prueba y la efusión de desinfectante se pueden realizar respectivamente o en conjunto, adecuándose a diferentes requisitos.
4. Las funciones como la configuración del sistema de reprocesamiento, la desinfección de la máquina y la depuración se introducen en el menú principal.
5. La configuración automática del reprocesamiento ejecuta la evacuación antes de la efusión, para evitar la redilución del desinfectante.
6. El diseño especial de detección de concentración garantiza la precisión del desinfectante y la seguridad de la desinfección.
- 7.

El diseño orientado al ser humano del LCD de control táctil facilita la operación.

8. Solo un toque y todo el reprocesamiento se ejecutaría automáticamente.

9. La información almacenada de la capacidad del modelo, el coeficiente de ultrafiltración, etc. hace que la operación sea fácil y precisa.

10. Las funciones de consejos para la resolución de problemas y disparos de alarma reflejan la situación de manera oportuna para el operador.

11. La adopción de 41 patentes mejoró la calidad al mismo tiempo que disminuyó el uso de agua (menos de 8L una vez por dializador)

Contraindicación

Esta máquina está diseñada, fabricada y vendida solo para dializador reutilizable.

Los siguientes cinco tipos de dializadores no se pueden reutilizar en esta máquina:

- (1) el dializador que ha sido utilizado por un paciente con virus de hepatitis B positivo
- (2) el dializador que ha sido utilizado por un paciente con virus de hepatitis C positivo
- (3) el dializador que ha sido utilizado por portadores de VIH o pacientes con VIH SIDA

(4) el dializador que ha sido utilizado por otro paciente con enfermedad infecciosa de la sangre

(5) el dializador que ha sido utilizado por un paciente que tiene alergia al desinfectante utilizado en el reprocesamiento.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.