

FICHA TÉCNICA

Dispositivo de terapia de ondas de choque extracorpóreas YSREH-ESWT-M

El aparato de terapia de ondas de choque extracorpóreas (en adelante, "el dispositivo") utiliza un compresor para generar ondas sonoras de pulsos de aire, que se transforman en ráfagas balísticas precisas. Estas ráfagas viajan a través de diversos medios de conducción física (como aire o líquido) y ejercen sus efectos en el cuerpo, produciendo respuestas biológicas. El dispositivo funciona liberando energía repentinamente mediante ondas de alta presión, caracterizadas por una transmisión rápida y niveles de presión elevados. Mediante la colocación y el manejo de la sonda terapéutica, puede disolver eficazmente las adherencias y aliviar el dolor en una amplia gama de tejidos afectados.

Ventajas

1. Las pistolas de curación son ligeras y de diseño ergonómico, con anillos antideslizantes para un mejor agarre y absorción de impactos.
2. Una pantalla táctil de 8 pulgadas facilita su uso.
3. Equipado con un compresor de aire integrado, el dispositivo incluye un diagrama anatómico que permite la selección rápida de las zonas de tratamiento correspondientes, complementado con una función de transmisión de voz.

Ámbito de aplicación

El dispositivo es adecuado para el tratamiento complementario del dolor.

Contraindicaciones

1. Mujeres embarazadas o en período de lactancia;
2. Personas con constitución alérgica;
3. Personas con daño o enfermedades cutáneas;
4. Pacientes con afecciones primarias que afecten al corazón, hígado, riñones o sistema hematopoyético; personas con trastornos de salud mental; pacientes con marcapasos cardíacos implantados; y personas que se hayan sometido a la implantación de instrumentos médicos metálicos.

Efectos secundarios

1. Edema, enrojecimiento, hematoma.
2. Puntos de sangrado y molestias.
3. Daño cutáneo después del tratamiento.

Estos efectos secundarios suelen remitir espontáneamente en un plazo de 5 a 10 días; sin embargo, si los síntomas persisten después de este periodo, se recomienda suspender el tratamiento inmediatamente.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.