

FICHA TÉCNICA

Analizador de hemoglobina glicosilada completamente auto YSTE760

Analizador de hemoglobina totalmente auto Glycated YSTE760

Operación fácil

I Pantalla táctil de color de alta definición, menú de tono táctil, operación libremente

Puso 20ul sangre entera en la taza de muestra, presione "START: para probar directamente

I 3,5 minutos por muestra

I 15 posiciones de muestra, CAL1, CAL2, QC, ST

Gestión de datos

I Puerto USB: Conectar con el sistema LIS para gestionar y analizar los resultados, apoyar la actualización remota en línea

I TF almacenamiento de tarjetas, copiar los datos en el ordenador libremente, imprimir informe consolidado, asegúrese de que el usuario disfrute del mejor servicio.

I puerto PS-2, escáner de código de barras externo

Mantenimiento sencillo

I Diseño completamente modular, todos los componentes se instalan en 7 módulos. Si la falla ocurre, puede encontrar las piezas dañadas de forma rápida y precisa, resolver problemas con la respuesta más rápida.

I Utiliza bomba peristáltica constante para bomba de reactivos, alta precisión para líquido de flujo, pulso pequeño, larga vida, tubo de bomba reemplazado cada seis meses solamente.

I Sistema de control de temperatura fiable, asegura que el sistema de separación no se realice por la temperatura exterior, y también puede eliminar las sustancias inestables de las muestras de manera efectiva, de modo que la calefacción y detección separada se puedan realizar simultáneamente

I El Detector de posicionamiento de muestras fiable puede garantizar la consistencia del volumen de inyección, el Sensor líquido de doble nivel puede prevenir falsas alarmas durante la operación, pero también detectar la falta de volumen reactivo oportuno.

QC/Calibración

I La calibración automática puede corresponder a IFCC y NGSP, estándar, obtener resultados confiables.

I Control de calidad en tiempo real, mostrar las estadísticas y gráficos de QC, un rendimiento de equipo de monitoreo más fácil.

Precisión

Dentro de Run(n=20)

Inter-Run(n=20)

Baja

Alto

Baja

Alto

Significa:

5.56

10.24

5.64

10.18

SD

0.08

0.09

0.12

0.15

CV(%)

1.43

0.87

2.13

1.47

Comparative Test

Especificación

Instrumento Hemoglobina Glycated HbA1c Analyzer

Modelo YSTE760

Método de prueba Intercambio de ion bajo presión cromatografía líquida (LPLC)

Tema de prueba HbA1ab HbA1c

Tipo de muestra Sangre entera, sangre de hemolisis

Volumen de muestra Sangre entera 20ul, sangre de hemolisis 800ul

Fotometro 415nm LED Colorímetro de flujo integral

Tiempo de análisis 3.5mins

Precisión $CV \leq 3.0\%$

Visualización 320×240 LC Visualización gráfica, mostrando curva de prueba en tiempo real

Impresora 57nm Thermal, curva de prueba de impresión e informe

Panel 0-9, Sí, NO, START, STOP, ST, PRINT

Almacenamiento de datos: tarjeta TF de 2G, capacidad para >100,000 informes de pruebas (incluidas las curvas)

Actualización remota USB Port Support, interfaz LIS

Escáner de código de barras externo de puerto PS-2

Fuente de alimentación 220V±22V, 50Hz±1Hz

Temperatura de trabajo 10°C~30°C, humedad relativa 30%~75%

Tamaño 550mm×405mm×347mm

Peso 15Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.