

FICHA TÉCNICA

Escáner de ultrasonido veterinario de mano YSB-VET6

Escáner de Ultrasonido Veterinario portátil

1

Descripción del equipo: principalmente utilizado en cerdos, ganado, ovejas, caballos, mascotas y otros animales.

2

Características funcionales

2.1

Alta definición y aparato de diagnóstico multifuncional ultrasónico para la palma

2.2

La imagen es clara, fácil de operar, y fuerte en la resistencia. Tiene gran superioridad en consulta en ciudades, municipios y ambientes al aire libre.

2.3

Una variedad de métodos de carga garantizan una mayor consulta en diferentes entornos.

2.4

Más de 4 horas de tiempo de espera de más largo

2.5

Pantalla de cristal líquido de 5.6 pulgadas LED

2.6

Función de preprocesamiento de imagen potente

2.7

Un sistema operativo estable y conciso

2.8

Llavero de toque de película Thin, limpieza más conveniente

2.9

Menú inteligente, diálogo humano-computer es fácil y rápido

2.10

La tasa múltiple muestra que el diagnóstico es más preciso.

2.11

Construido en almacenamiento de tarjetas TF 8G, almacena imágenes más de mil, almacenamiento USB externo, diversificación del modo de almacenamiento

2.12

Reproducción de películas de gran volumen, demostración de circulación automática de imagen

2.13

Funciones de medición abundantes: distancia, circunferencia, área, volumen, tabla obstétrica, etc.

3

Introducción de la ejecución

3.1

Pantalla: Pantalla médica LED de 5.6 pulgadas

3.2

Modo de escaneado: array convex / array lineal

3.3

Interfaz de sonda: 1, con función de identificación automática para soportar múltiples sondas.

3.4

Interfaz: Interfaz china / inglés

3.5

Modo de visualización: B, BB

3.6

Enfoque electrónico: tres segmentos de electrones centrados, que pueden ajustar la posición de enfoque.

3.7

Puede estar equipado con sonda: sonda de 3,5 MHz convex, sonda micro convex de 5.0MHz, sonda rectal de 6,5 MHz, sonda de grasa de 3,5 MHz y sonda lineal de 7.5.

3.8

Rango de frecuencias: sonda convexa de 3.5MHz (2.5/3.5/5.0), sonda lineal de 5.0MHz (3.5/5.0/6.5), sonda rectal de 6.5MHz (5.0/6.5/7.0), sonda para grasa dorsal de 3.5MHz (2.5/3.5/5.0), sonda microconvexa de 7.5MHz (6.5/7.5/8.0)

3.9

Espejo de imagen: espejos izquierdo y derecho, negro y blanco

3.10

Medición: distancia, perímetro, área

3.11

Kit de medición animal: ganado (CTD, CHL, CCRL), caballo (EGSD, ECD, ESD, EBD), cerdo (HLA, SLA) ovejas (STD, SHD, SCRL), perros, gatos

3.12

Reproducción de películas: 255 marcos, reproducción continua o una por una vista.

3.13

Almacenamiento permanente: 8G, que admite almacenamiento de disco U (puede almacenarse y legarse), y puede ampliar más tarjetas TF.

3.14

Escala gris: 256 nivel

3.15

Capacidad de la batería: 2600mAh

3.16

Control inteligente TGC: 8 segmentos.

3.17

Ganancia total: 0-255, ganancia cerca del campo: 0-255, ganancia de campo lejano: 0-255

3.18

Procesamiento de imagen: NR 10-68 alrededor 1, arriba y abajo 10; IP 0-15 arriba y abajo 1; 8 tipos de pseudo procesamiento de color; 15 magnificación y así sucesivamente.

3.19

Sonda multi profundidad(mm): Convex (57-230) Micro convex (54-226) Rectal (49-221) grasa posterior (46-207) lineal(46-207)

3.20

Zona de ciegos: menos de 4

3.21

Precisión geométrica: transversal inferior al 5%, longitudinal inferior al 5%

3.22

Resolución: el lado es inferior a 2 mm, y el eje es inferior a 1mm

3.23

Interfaz: interfaz de sonda, interfaz USB, interfaz de tarjeta TF, interfaz de carga 14V

3.24

Tasa de visualización: 15 modos de visualización; el diagnóstico de lesión es más preciso.

3.25

El tiempo de apertura es de 45 segundos

3.26

Brillo: 01-15; contraste 01-15

3.27

Indicador de potencia de luz y carga

3.28

Peso neto de 950 gramos

3.29

Los datos se pueden medir en tiempo real

4

Estándar: Monitor LCD de 5.6 pulgadas, una sonda, una correa, un cargador, un archivo aleatorio, un host.

5

Pasos de inicialización YSB-VET6

Ajustes del idioma:

Entrada del modo de preposición del lenguaje: después de comenzar la máquina, la tecla de prensa larga "congelar" durante más de 10 segundos (si la primera prensa después de la otra tecla es inválida), escuchar el timbre un sonido después de un sonido y luego presionar "abajo", "izquierda", "abajo", "derecha" para abrir el menú del parámetro preset.

Idioma: 002 (al presionar la tecla arriba y abajo, el artículo puede ser ajustado según la entrada "OK". Después de que el ajuste se complete, pulse "OK confirmation". 001 de ellos representan chino y 002 representan inglés.)

Ajuste de la sonda:

Menú de sonda: después de abrir la máquina, presione la tecla "frozen" durante más de 10 segundos (si pulsa otras teclas si comienza la máquina), y luego escuche el zumbido y luego presione "down", "left",

"up", "right" y aparezca el menú del parámetro preset.

Probe1: 001 (apretando la tecla arriba y abajo, el elemento se puede ajustar de acuerdo a la entrada "OK". Después de que se complete el ajuste, pulse "OK confirmation". 001 de ellos son C050 convex array, 002 es C020 convex array, 003 es L064 recto, 004 es L160 de la grasa trasera, 005 es L040 de alta frecuencia).

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.