

FICHA TÉCNICA

Reprocesador de dializador para hemodiálisis YSDRM168B

Función

1. YSDRM168B máquina de reprocesamiento de diálisis son la primera máquina de reprocesamiento automático de diálisis en el mundo, y YSDRM168B con doble estación de trabajo. Nuestra perfección viene de la tecnología profesional y avanzada, que hace nuestros productos legales, seguros y estables.
2. YSDRM168B Dialyzer Reprocesamiento de la máquina es el principal dispositivo para esterilizar, limpiar, probar y afuse reutilizable dialyzer usado en el tratamiento de hemodialisis.
3. Procedimiento de Reutilización del Proceso:
Usando agua de RO para enjuagar el diálisis.
Usando desinfectante para limpiar el diálisis.
[Prueba] -----Contar la capacidad de la cámara de sangre del diálisis y si la membrana está rota o no.
Usando el desinfectante para el analgésico difuso.
4. Úsalo solo en el hospital.

Parámetro técnico

Tamaño y peso: YSDRM168B 480mm×380mm×580mm (L*W*H)

Peso: YSDRM168B 35KG

Fuente de alimentación: AC 220V±10%, 50Hz-60Hz, 2A

Potencia de entrada: 150W

Presión de entrada de agua: 0.15~0.35 MPa (21.75 P.S.I.~50.75 P.S.I.)

Temperatura de entrada de agua: 10°C~40°C

Agua mínima Flujo de entrada : 1.5L/min

Tiempo de procesamiento: unos 12 minutos por ciclo

Entorno de trabajo: temperatura 5°C~40°C con humedad relativa de no más del 80%.

La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5°C~40°C con humedad relativa de no más del 80%.

Características

Estación de trabajo de PC: puede crear, salvar, buscar la base de datos de pacientes; estándar de operación de enfermera; escanear fácilmente el código para enviar la señal para el reprocesador corriendo automáticamente;

Efectivamente al reprocesar los dialysers individuales o dobles a la vez. Modelo - W-F-168-B

Costo-efectivo: compatible con muchas marcas de desinfectante.

Precisión & seguridad: dilución automática desinfectante

Control de infección anticross: cabecera de puerto de sangre extra para prevenir la infección entre los pacientes.

Función de registro: imprimir datos de reprocesamiento, tales como nombre, sexo, número de caso, fecha, hora, etc.

Impresión doble: impresora incorporada o impresora externa opcional (adhesiva pegatina)

¿Por qué elegir YSDRM168B Dialyzer Reprocesamiento:

1. Adoptar la técnica de oscilación actual pulsante, en forma de enjuague positivo e inverso, así como de UF positivo e inverso para eliminar la sobra en el diálisis en un corto tiempo para reanudar el volumen celular, a fin de prolongar la vida útil de los diálisis.
2. La prueba exacta y eficiente de la TCV y la fuga de sangre, reflejan directamente la situación de reprocesamiento, asegurando así la seguridad de todo el curso.
3. Enjuague, limpieza, pruebas y desinfectante derrame se puede hacer, respectivamente o juntos, adaptándose a diferentes requisitos.
4. Las funciones como la configuración del sistema de reprocesamiento, la desinfección de la máquina y la depuración se introducen en el menú principal.
5. El ajuste automático del reprocesamiento se ejecuta la evacuación antes de la afusión, para evitar la redilución del desinfectante.
6. El diseño especial de detección de concentraciones garantiza la exactitud de la desinfección y la seguridad de la desinfección.
7. El diseño humano de control táctil LCD hace que la operación sea fácil.
8. Sólo un grifo y todo el reprocesamiento se ejecutarían automáticamente.
9. La información almacenada del coeficiente de filtración ultra capacidad modelo, etc., hace que la operación sea fácil y precisa.
10. Las reacciones de consejos de solución de problemas y disparos son alarmantes y reflejan la situación oportuna para el operador.
11. La adopción de 41 patentes mejoró la calidad mientras que disminuyó el uso del agua (menos de 8L una vez por diálisis)

Contraindicación

Esta máquina está diseñada, fabricada y vendida para el diálisis reutilizable solamente.

Los siguientes cinco tipos de diálisis no se pueden reutilizar en esta máquina

- (1) el diálisis que ha sido utilizado por el paciente del virus de la hepatitis B positiva
- (2) el dializer que ha sido utilizado por el paciente del virus de la hepatitis C positiva
- 3) el diálisis utilizado por los portadores del VIH o el paciente con VIH/SIDA
- (4) el diálisis que ha sido utilizado por otro paciente con enfermedad infecciosa de la sangre
- (5) el diálisis que ha sido utilizado por el paciente que tiene una alergia al desinfectante utilizado en el reprocesamiento.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.