

FICHA TÉCNICA

Generador electroquirúrgico multifuncional YSESU-X200PK



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Generador electroquirúrgico multifuncional YSESU-X200PK

YSESU-X200PK es un generador electroquirúrgico multifuncional con una amplia gama de departamentos de aplicación y un rendimiento muy alto costo. Utiliza una nueva generación de tecnología de retroalimentación instantánea de densidad de tejido, que puede ajustar automáticamente la potencia de salida según el cambio de densidad de tejido. El cirujano aporta comodidad y reduce el daño quirúrgico, y es particularmente adecuado para aplicaciones quirúrgicas como cirugía general, cirugía ortopédica, cirugía ginecológica, cirugía ENT, cirugía, cirugía, cirugía, cirugía, cirugía neurocirugía, cirugía plástica de la piel, cirugía oral y maxilofacial.

3 modos de corte monopolar: corte puro, mezcla 1, mezcla 2

3 modos de coagulación monopolar: coagulación de pulverización, coagulación forzada y coagulación suave

2 modos de salida bipolar: estándar y fino

Sistema de control de calidad de contacto CQM

Bolígrafos electroquirúrgicos y control del interruptor de pie

Comience con el modo, potencia y otros parámetros usados recientemente

Función de ajuste del volumen;

Cortar y coagular de manera intermitente.

Modo monopolar - Corte monopolar

3 modos de corte monopolar incluye corte puro, mezcla 1y mezcla 2. La potencia de salida es ajustable.

Corte puro: cortar el tejido de forma limpia y precisa sin coagulación

mezcla 1: Utilizar cuando la velocidad de corte es ligeramente lenta y se requiere una pequeña cantidad de hemostasis.

mezcla 2: Comparado con la mezcla 1, se utiliza cuando la velocidad de corte es ligeramente más lenta y el mejor efecto hemostático es necesario.

Modos monopolar-coagulación monopolar

El modo de coagulación monopolar incluye coagulación de pulverización, coagulación forzada y coagulación suave, y la potencia de salida es ajustable

coagulación de pulverización: coagulación de alta eficiencia sin superficie de contacto. La profundidad de coagulación es superficial.

se elimina por evaporación. Usualmente usa un electrodo de bola o de hoja para la coagulación.

coagulación forzada: Es coagulación no contacto. El umbral de salida de tensión es inferior a la coagulación de pulverización.

adecuado para la coagulación en un área pequeña.

coagulación blanda: La coagulación leve penetra profundamente para prevenir la carbonización de tejidos y reducir la adherencia electrodo al tejido.

Modo bipolar

El modo bipolar incluye el modo estándar y el modo fino. La potencia de salida es ajustable.

Modo estándar: Es adecuado para la mayoría de las aplicaciones bipolares. Mantenga el bajo voltaje para prevenir chispas.

Modo fino: Se utiliza para alta precisión y control fino de la cantidad de secado. Mantenga el bajo voltaje para prevenir chispas.

Especificación

nombre del producto

Generador electroquirúrgico multifuncional YSESU-X200PK

modelo

YSESU-X200PK

Servicio de postventa

Apoyo técnico en línea

Tiempo de arrendamiento

7 a 10 días hábiles

Propiedades

Dermatología

Fuente de energía

Electricidad

MOQ

1 pieza

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.