

FICHA TÉCNICA

Mesa DE OPERACIONES eléctrica veterinaria YSVET0504



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Mesa de operación eléctrica animal de alta calidad YSVET0504

Mesa de operación eléctrica animal YSVET0504

I. Introducción general

YSVET0504 mesa de operaciones de animales eléctricos se basa en YSVET0503, y añade sistema de temperatura constante " de elevación eléctrica y función baja ". Es adecuado para la operación de animales pequeños, como ovejas, perros, etc. Es razonable estructurada, ajustada, de alto rendimiento, fácil operación y tiene muy fuerte viabilidad.

II. Parámetro de diseño

- 1, Tasa útil: 760-1060mm
- 2, Tabla de dimensión: 1400*650mm
- 3, Tabla de gradiente : $\pm 15^\circ$
- 4, Angulo ajustable de tabla: 0° - 45°
- 5, El rango de temperatura: 0° - 50°
- 6, Alimentación eléctrica: 220V

III. Producción y rendimiento:

1. YSVET0504 mesa de operaciones de animales eléctricos se compone de mesa, pin y pedestal de mesa, equipado con soporte de instrumentos quirúrgicos, soporte de bandeja y infusión.
2. La mesa de operaciones completada está hecha de acero inoxidable, mesa pedestal adopta el diseño de laminación, se puede mover fácilmente y tiene perno de bloqueo fijo.

V. Diagrama de Estructura

1,ajuste de tornillo 2, rueda universal 3,pedestal 4, interruptor de pie 5, interruptor de potencia 6, medidor de control de temperatura 7, puerto de 8, cierre de voladura nuez 9, tray 10, soporte de infusión 11, eje de 12, tablero de mesa 13, caja de bloqueo de inclina 14, rueda de mano ajustada 15, case

VI. Instalación y utilización

1, Tome la mesa de operaciones después de desempacar, y muévela a la ubicación designada.

2, Ajustar el perno 1, para que la mesa de operaciones sea suave.

3, Alimentación eléctrica en y pedalea el interruptor de pie 4, entonces usted puede levantar o bajar la mesa de operaciones como necesidad. Si no se levantó / hacia abajo, sólo tiene que abrir la caja eléctrica y cambiar el fusible.

4, Loosen incline cerradura nut 13, luego ajustar la rueda de mano 14 para inclinar el tablero de mesa.

5, Loosen punto de destornillador 8 para ajustar la tabla de mesa de operaciones. Puede ajustar un lado de la tabla por separado, y también puede ajustar ambos lados. Cierre la nuez de cierre destornillado después de alcanzar el ángulo requerido.

6, Alimentación eléctrica encendido, encender el interruptor de potencia 5 y precalentar 20 minutos cuando necesita temperatura constante. La temperatura se establece antes de la entrega.

7, Ambos extremos de soporte de bandeja e infusión se pueden utilizar según el requisito, la altura de la infusión es ajustable.

8, Grid se puede equipar según el requisito del cliente.

VII. Mantenimiento

1. La tabla de operaciones debe ser nivelada antes de su uso.

2, Limpiar la tabla después de operar, y debe ser desinfectado en el tiempo para prevenir el crecimiento bacteriano.

3, Si el aumento de la tabla / abajo muy a menudo, necesita repostar la barra de cobre una vez cada 15 días.

4, La caja eléctrica debe contra el agua.

5, Los documentos relacionados, como certificado de calidad, Manual de operación y etc. están en caja de embalaje, leído cuidadosamente antes de usar.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.