

FICHA TÉCNICA

Cámara de fondo de ojo y FFA YSAPS-200

Cámara de fondo de ojo y FFA

Especificaciones técnicas

Distancia de trabajo: La distancia de la córnea es de 40mm, Errores: $\pm 2\text{mm}$

Campo de Visión Alcance: 42° - 53°

Ángulo horizontal: $\pm 30^{\circ}$

Ángulo arriba y abajo: $\pm 12,5^{\circ}$

El tamaño del anillo exterior: $\varnothing 7.4\text{mm}$;

El tamaño del anillo interior: $\varnothing 4\text{mm}$

Filtros: Filtro estimulante (red plátano);

Profundidad de la distancia de contracción de campo: $\geq 5\text{mm}$

Indemnización reactiva: +15D

Alcance de movimiento de asientos:

La distancia en movimiento entre la parte delantera y la espalda: 60mm;

La distancia en movimiento entre la derecha y la izquierda: 120mm;

La distancia en movimiento entre arriba y abajo: 30mm.

Entorno de funcionamiento

Temperatura: -5°C - 40°C ;

Humedad relativa: $\leq 85\%$;

Presión atmosférica: 700hPa--1060 hPa;

Potencia: AV $220\text{V} \pm 22\text{V}$;

Frecuencia: $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$;

Potencia de entrada: $\leq 300\text{W}$.

Función:

No midriático

Auto detectado la posición del ojo

Tamaño de la pupila: 3mm

Fuente de iluminación: infrarrojos

Enfoque automático / Manual

Ajuste automático intensidad flash / intensidad de iluminación según el tamaño del alumno

Cinco lámpara de fijación interna / lámpara de fijación externa

Resolución de la imagen: 10Mega

Angiografía de fluoresceína Fundus

Imagen FFA: FFA

Imagen FFA de vídeo: FFA

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.