

FICHA TÉCNICA

Ventilador CPAP de burbujas para bebés móvil con compresor de aire

Ventilador CPAP de burbujas para bebés móvil con compresor de aire

Introducción

Bubble CPAP es un equipo médico especial para apoyar la respiración de los bebés que se diseñó y fabricó en base a la amplia aplicación de NCPAP continua cerrada en el departamento de pediatría. Se utiliza en el curso del tratamiento de ventilación de Nasal-CPAP para bebés prematuros, recién nacidos y niños menores de 14 años. El modo de CPAP puede reducir el trabajo respiratorio de los bebés de manera efectiva, mientras mantiene la respiración autónoma.

Características

1. Monte la máquina principal, el humidificador y el compresor opcional juntos para ahorrar espacio.
2. Dentro del Mezclador de aire y oxígeno, el FIO2 es continuo y controlable.
3. Ajuste de la concentración de oxígeno y el flujo respectivamente.
4. Es fácil monitorear la FIO2 para garantizar la seguridad del oxígeno.
5. Alta precisión de la regulación de CPAP, combine el Monitor de presión del sistema con la válvula de seguridad para garantizar la seguridad del paciente.
6. La máquina principal no necesita energía eléctrica y coincide con el brazo de soporte.
7. El compresor opcional adopta una bomba importada, con poca agua y poco ruido.
8. Coincidir con el humidificador controlado por eléctrico o automáticamente, para garantizar la mejor situación del humidificador.
9. Los tubos y rinobyesos ligeros y diversificados reducen el WOB del paciente; el conveniente dispositivo fijo reduce el compresor de la cabeza y la cara del paciente y la lesión del tabique nasal.
10. Se aplica ampliamente a PIIUC, NICU, PICU y sala de primeros auxilios.

Parámetro técnico

Modo de ventilación: modo CPAP

FIO2: 21% ~ 100%

Flujo: 0 ~ 18LPM

Ajuste de CPAP: 0 ~ 1.0kPa (0 ~ 10cmH2O)

Monitor

Monitor de presión: 0 ~ 2.5kPa (0 ~ 25kPa)

FIO2: 21% ~ 100%

Válvula de seguridad de presión: si la presión en los tubos supera 1,5 veces el parámetro de ajuste, la válvula de seguridad se abrirá automáticamente.

Alarma

Alarma diferencial: presión diferencial entre 0.05MPa ~ 0.12MPa, alarma sonora.

Alarma de batería baja: cuando el voltaje se reduce a $6,8 \pm 0,5$ V, la pantalla LCD indicará "BATERÍA BAJA".

Parámetro común

Tamaño: W * H * D 24,7 cm * 17,5 cm * 21 cm

Peso: alrededor de 6 kg

Fuente de gas: 0.3MPa ~ 0.4MPa

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.