

FICHA TÉCNICA

Analizador de campo visual oftálmico YSMD-820A

Analizador de campo visual oftálmico YSMD-820A

Características:

- Ø Configuración del perímetro: ordenador, impresora, mesa y unidad principal del perímetro
- Ø Práctica clínica, función superior " Informe comprensible
- Ø Precisa, estable y económica

Parámetros:

Especificaciones

Tipo:

Tipo de arco hemisférico (Radius 300 mm)

Tamaño del estímulo:

·2mm

Fuente de luz de estímulo:

LED

MD-820 Zona de medición

1. Estímulo de 10° (62 punto), rojo
2. Estímulo de 30° (76 puntos), (onda 585nm)
3. 30° ~ 60°stimulus (60 punto), (onda 585nm)
4. Estímulo de 60° (76 puntos), (onda 585nm)
5. área de daños sensibles a glaucomatosos, en el lado izquierdo y derecho del estímulo (16 punto), (onda 585nm)
6. 60° ~ 90° cada lado del estímulo 11 puntos, (onda 585nm)

Punto total 256 (incluida la detección de manchas ciegas)

Intensidad de estímulo:

0,5 ~ 318nt (1,6 ~ 1000asb)

Duración del estímulo:

0,1 segundos, 0,2 segundos, 0,5 segundos

Intervalo de estímulo:

0,5 segundos, 1.0 segundos, 2.0 segundos

Control de fijación de pacientes YSMD-820

Tipo 1 control de manchas ciegas, advertencia para la no-fijación

Tipo 2 señalización de detección de puntos ciegos, advertencia, imagen y sonido para la no fijación

Indicación de voz y orientación, guía al paciente para ser detectado correctamente

Para mejorar la fiabilidad, el técnico puede elegir un punto especial para reexaminar
Informes de prueba

1. Gráfico digital
 2. Gráfico de dos dimensiones: 10°, 30°, 30° ~ 60°
 3. Signo gráfico, informe de prueba cuantitativa
 4. MS, MD, Pérdida total, Pérdida media, detección de manchas ciegas, probabilidad corregida
- Análisis estadístico (T-test) disponible además del gráfico estadístico

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.