

FICHA TÉCNICA

Lámpara de hendidura de biomicroscopia para oftalmología para optometría

Lámpara de hendidura de biomicroscopia para oftalmología para optometría

item

value

Modelo

SLM-1X

Tipo de microscopio

Converging

Las magnificaciones cambian de forma

Deflector Rod

Magnificación de los ojos

10X 16X

Magnificaciones totales

10X 16X 25X

Ajuste de la disoptación

-6D ~ +6D

Illumination

Tres pasos (Stepless Opcional)

Ancho de abertura

0-14mm Continuo

Altura de la abertura

1-14mm Continuo

Ángulo de abertura

0°-180° Ajustable

Diámetro de punto de luz

0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm

Filter

Absorción de calor; libre de aire; azul cobalto

Fixation

Red LED

Electrical

Bombilla de iluminación

LED Lamp

Voltaje de entrada

110V/220V($\pm 10\%$)

Alimentación eléctrica

60VA

Diffuse Lens

Yes

Interfaz láser

Opcional

Interfaz de tonómetros de aplicación

Yes

Movimiento de base

X: 100mm $\pm$ 3

Y: 75mm $\pm$ 3

Z: 30mm $\pm$ 3

Interfaz de tonómetros de aplicación

Yes

Movimiento de base

X: 100mm $\pm$ 3

Y: 75mm $\pm$ 3

Z: 30mm $\pm$ 3

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.