

FICHA TÉCNICA

Phoroptor óptico automático YSPHR30

Phoroptor óptico automático

Poder de la Esfera

Rango +18.76D a -19D, Paso 0.25D

Potencia del cilindro

Rango 0D a -6D (0.00 a 8.0 con lente adicional de -2.00D, Paso 0.25D

Eje del cilindro

0-180°, -5° pasos

Escala de potencia del cilindro

30°decide, 15°decide

Cilindro de cruz

±25 dioptrios

Prismas rotatorios

0 a 20, 1 pasos

Esfera de la lente auxiliar

[o] - Apertura de apertura (dos posiciones)

[R]- Lente retinoscópica +1.5D

[P] - Lente polarizante (ojo de 45° de izquierda 135° de derecha)

[WMV] o [RMV]- Vara de Maddox, vertical

Blanco: ojo izquierdo, Rojo: ojo derecho

[WMH] o [RMH] Blanco: ojo izquierdo, Rojo: ojo derecho

[GL]-Objetivo verde

[RL]-Lista roja

[+,12]-+0.12D esfera

[PH]-Agujero de pene

[10 I] o [6 U] - 10 base - en el ojo izquierdo

6 base - ojo derecho (disociar prismas)

[±.50] - ±0.5fijo de elegir cilindro

[OC]- Occluder

Ajuste por concepto de PD

48~75mm, 1mm pasos

Accesorio estándar

Una tarjeta de punto cercana con soporte y varilla, cubierta de polvo, escudo de cara y caja para lentes
Lente accesorio estándar
Dos lentes de cilindro 12D y -2D, dos lentes Plano para la apertura frontal de sellado

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.