

FICHA TÉCNICA

Máquina de ventilador de ICU móvil LCD de 10,4 ", precio YSAV70B



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

10.4" LCD móvil icu ventilador máquina precio YSAV70B

TECHNIQUES Especificaciones

Especificaciones físicas

Visualización

Pantalla LCD de 10.4"

Modo:

sistema alimentado neumáticamente y controlado eléctricamente

Trolley:

Ajustado con 4 naipes antiestáticas de goma; dos de los cuales son cerraduras para frenado y fácil maniobrabilidad con las provisiones de frenos operados a pie

Especificaciones técnicas:

Requisitos de gas:

Oxígeno médico y óxido nitroso con una presión que va desde 280~600kpa

válvula de seguridad

menos de 12,5 kPa

Tasa respiratoria

1 ~ 99 bpm

Concentración de oxígeno

21% ~ 100%

Ventilación máxima de minutos

$\geq 18\text{L} / \text{min}$

modos de ventilación

A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEET. Manual, SIGH, SPONT

Cumplimiento del vendedor

$\leq 30 \text{ ml/kPa}$

PEEP:

0 ~ 1.0 kPa

Ptr:

-10 ~ 10 hPa

Frecuencia IMV:

1~20 bpm

I/E Ratio:

4:1~1:4, Tiene la ventilación de la relación inversa

Volumen de marea

Rango de configuración: 50~1500ML Rango de visualización: 0~2000ml ; ratio de resolución: 10ml

Inspiratory Plateau:

0~1s

Presión máxima de seguridad

$\leq 6.0\text{kPa}$

Sigh:

una respiración profunda por 80 respiraciones controladas, el tiempo de inspiración es 1,5 veces del punto de ajuste

Rango límite de presión:

1.0~ 6.0kPa

Alarma de presión de la vía aérea: Audible y visual

y con color amarillo y rojo indicando

Bajo: 0.1 kPa ~ 6.0 kPa; Alto: 0 ~ 5.0 kPa

$\pm 0,2 \text{ kPa}$

alarma de volumen de ventilación:

$\geq 18\text{L} / \text{MIN}$

Alarma de suministro de energía

La fuente de alimentación de Ac/dc es después de no enviar alarma inmediatamente

Tiempo de alarma: mantener más de 120

La presión de las vías respiratorias sigue siendo superior a 15 hPa $\pm 1 \text{ hPa}$ por 15s $\pm 1\text{s}$, luego

la máquina levantará una alarma audible, la presión se mostrará en rojo y la

Se muestra el texto continuo de alarma roja de alta presión en la pantalla del respirador anestésico.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente:

10 ~ 40°C

Humedad relativa:

no superior al 80 %

Presión atmosférica:

860 hPa ~ 1060 hPa

Requisito de energía:

100-120 Vac, 50/60 Hz;

Atención: la fuente de alimentación AC utilizada para la máquina de anestesia debe estar bien arraigada.

Atención: la máquina anestesia utilizada debe estar equipada con un dióxido de carbono

Monitor de cumplimiento de la norma ISO 9918:1993, Monitor de oxígeno que cumple con la norma ISO 7767:1997

y un Monitor de volumen de gas vencimiento que cumple con 51.101.4.2 del equipo eléctrico médico

Parte II: Especial

Requisitos para la seguridad y el rendimiento básico del sistema de anestesia.

Almacenamiento

Temperatura ambiente:

-15oC ~ +50oC

Humedad relativa:

no superior al 95%

Presión atmosférica:

86 kPa ~ 106 kPa.

Debe ser almacenado en una habitación sin gas corrosivo y bien ventilado

Paquete

Caja de embalaje

cumplir con el requisito de GB/T 15464

Entre la caja de embalaje y el producto, Material blando con apropiado

espesor proporcionado para prevenir el desaceleramiento y la fricción mutua durante el transporte

Protección de humedad y protección de la lluvia para garantizar que el producto esté protegido por daños naturales.

Safty & Alarm

Presión de la fuente de gas

Alarma inmediata; alarma de alto nivel" indicador flickers levantando una alarma audible.

Alarma de presión de la vía aérea

La presión de las vías respiratorias supera 15hpa. El retardo máximo no es superior a 17s. El indicador de "alto nivel de alarma" que eleva una alarma audible.

Alarma de volumen de marea

Inferior a 50ml, la alarma se activará después de un ciclo respiratorio.

Alarma de volumen de ventilación

Bajo: 0~12L/Min; Arriba: 18L/ Min

Alarma de voltaje de batería

Emite una alarma cuando el voltaje de la batería está por debajo de 10.5V.

Alimentación eléctrica on Self Test

Prueba de uno mismo antes de trabajar, asegúrese de que funciona normalmente.

PACKAGE Incluido

Cantidad

NOMBRE

1 set

Unidad principal

1 set

Tubo de oxígeno

2 set

Máscara de silicona

1 pc

Línea de alimentación

4 piezas

Tubo de proa

2 pc

Pipe estándar

1 set

Reductor de oxígeno

1 set

Humidificador

1 pc

Batería

2 set

Sensor de flujo

2 pc

Una bolsa de cuero (Azul)

1 set

Herramientas con la máquina

1 set

Manual de usuario (versión en inglés)

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.