

FICHA TÉCNICA

YSMJ-DW80 esterilizador de plasma de baja temperatura 80L

80L Plasma de baja temperatura Esterilizador YSMJ-DW80

Aplicación:

Es adecuado para todo tipo de instrumentos quirúrgicos sensibles al calor y la humedad, incluyendo operación consecutiva de laparoscópica ginecológica, oftalmológica, de la garganta de la nariz, de la caricatura, especialmente para el endoscopio rígido que se esteriliza, ampliamente utilizado en los campos de departamentos médicos clave como sala de operaciones y sala de suministro.

Ventajas tecnológicas:

Control Siemens PLC, interfaz de man-máquina de pantalla táctil de marca famosa internacional, función de almacenamiento con disco U, Software de máquina de posición de lectura de discos U, rendimiento estable, operación fácil de usar

Esterilizador de peróxido de hidrógeno se inyecta con precisión con una velocidad de inyección ajustable y se utiliza un dispositivo de conservación de refrigeración inferior a 20°C, lo que reduce el costo bajo la garantía de efecto de esterilización.

El proceso de esterilización de ciclo único puede esterilizar eficazmente para la manguera de ptfe con diámetro=1mm, longitud=2000mm e instrumento inoxidable con diámetro=1mm, longitud=500mm para asegurar el efecto de esterilización.

Completa puerta de sellado automática hacia abajo con un diseño de rayos infrarrojos muy protegidos dará una alarma de antemano cuando encuentre obstáculos y proteja la seguridad del operador sin tocar obstáculos.

Sólo unos pocos oxígeno y agua se quedan después de la esterilización, sin daño al medio ambiente y al ser humano.

La función de detección automática puede monitorear en tiempo real el proceso de esterilización. Si es anormal, el sistema dará automáticamente una alarma y mostrará la razón de fracaso.

Todas las partes centrales como la bomba de vacío, válvula electromagnética, dispositivo de medición, filtro de aire adoptan componentes de marca famosos internacionales.

Equipo de purificación para peróxido de hidrógeno está equipado con dispositivo para asegurar el efecto de esterilización de lumen de largo alcance.

Principales parámetros:

Agente esterilizante: 60% peróxido de hidrógeno

Requisitos ambientales: temperatura entre 10°C y 40°C, humedad <60%RH

Espacio de configuración: 1600×1200mm

Tiempo de esterilización: ciclo estándar≤45 minutos

Especificaciones

Modelos

Volumen

Tamaño de la cámara (E×L)

Tamaño exterior (W×H×D)

Peso neto

Tensión de suministro

Frecuencia

Alimentación eléctrica

YSMJ-DW80S

Puerta individual

80L

450×312×670mm

696×1440×923mm

240KG

220V

50HZ

3KW

YSMJ-DW120S

Puerta individual

120L

450×410×780mm

816×1798×1018mm

240KG

220V

50HZ

3KW

YSMJ-DW120D

Puerta doble

120L

450×410×780mm

816×1798×1020mm

300KG

220V

50HZ

3KW

YSMJ-DW240S

Puerta individual

240L

650×550×780mm

1070×1920×1020mm

300KG

380V

50HZ

3KW

YSMJ-DW240D

Puerta doble

240L

650×550×780mm

1070×1920×1020mm

300KG

380V

50HZ

3KW

Anotaciones: hecha a medida según requisitos especiales. La fábrica tiene derecho a modificar y optimizar imágenes y parámetros.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.