



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Sistema automatizado de agrupación sanguínea YSTE-BGS400

El analizador automático de grupo sanguíneo YSTE-BGS400 utiliza el método de tarjeta de gel de microcolumna, que ofrece un manejo sencillo y una alta sensibilidad. Los resultados son claros, fiables, fáciles de almacenar y cumplen los requisitos de diversas aplicaciones de gestión de datos.

Aplicaciones:

Grupo sanguíneo ABO directo e inverso, detección de anticuerpos Rh(D) e irregulares, pruebas cruzadas, etc.

Método de tarjeta de gel de microcolumna:

Resultados precisos, manejo sencillo, alta sensibilidad y detección de bajo contenido de antígenos/anticuerpos.

Excelente capacidad de procesamiento:

Introducción de información del paciente por lotes, procesamiento de muestras por lotes. Cada módulo trabaja en conjunto para lograr una mayor eficiencia.

Resultados de imagen bruto intuitivos:

Imagen digital CCD; los resultados de la imagen original se pueden almacenar permanentemente, lo que facilita la consulta y la trazabilidad.

Excelente gestión de datos:

Compatible con diversas funciones de lectura e identificación automática de códigos de barras, tratamiento prioritario de muestras de emergencia y colocación flexible de tarjetas.

Sistema operativo:

Compatible con LIS de hospitales/estaciones de sangre, adquisición y transmisión Manual/automática de resultados de pruebas, identificación automática y notificación de errores.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.