



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Máquina automatizada de Procesamiento de tejido YSPD-TS150

- © Menú Inglés, interacción hombre-máquina, operación simple.
- © Prompt juez y procesamiento automático en caso de anormal estado, que puede evitar que el tejido sea dañado.
- © Calor de doble control sin agua
- © Basado en diferentes tejidos, varios programas de funcionamiento disponibles para clientes
- © El suministro de energía autoprovista puede asegurar continuar trabajando 6 horas incluso si la electricidad ha sido cortada.
- © Ambiente amistoso: El aire purificado a través de la circulación interna se puede agotar por la ventana.
- © Con transmisión de engranajes y rack, se pueden reducir las fallas mecánicas.
- © Varios programas de reserva disponibles

Parámetro técnico:

- © 12 cilindros (3 cilindros de cera al final)
- © Capacidad de un solo cilindro: 1500ml
- © La canasta puede contener 90 especímenes (Caja deshidratación estándar)
- © Tiempo de procesamiento de un solo cilindro: Aleatoriamente establecido dentro del rango de 0 a 99 hora(s).
- © La temperatura del cilindro de cera se puede fijar aleatoriamente dentro del rango de 99°C.
- © Tiempo para levantar el cilindro: 38 segundos
- © Tissue-protection cilindro secuencia: 7th cilindro
- © Tiempos de mezcla por minuto: 3 veces

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.