

FICHA TÉCNICA

Sistema automático de extracción de ácidos nucleicos YSTE-NE32



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Modelo	YSTE-NE32
Método de extracción	Perlas magnéticas
Capacidad de muestras	32
Volumen de procesamiento	20~1000 μ L
Tiempo de extracción	15~60 min
Recuperación de perlas magnéticas	$\geq 98\%$
Diferencia de extracción entre pocillos	$< 3\%$
Flujo de la varilla magnética	4500 Gs
Rango de temperatura	RT~100 °C; calentamiento ajustable
Mezcla	Vertical; velocidad baja/media/alta ajustable
Estaciones del módulo	2
Desinfección	Lámpara UV de 8 W
Iluminación	Lámpara LED de 3.4 W
Interfaz de operación	Pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas; Windows
Escáner de códigos de barras	Escáner externo opcional
Almacenamiento de proyectos	> 1000

Interfaz	2 puertos USB; puerto LAN opcional
Alimentación eléctrica	AC 100~240 V; 50/60 Hz
Dimensiones externas (An×P×Al)	460×470×480 mm
Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	538×538×750 mm
Peso bruto	37 kg

Se omiten la referencia Class II HEPA y afirmaciones promocionales de protección; se conserva RT.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.