

FICHA TÉCNICA

Pipeta electrónica automática ajustable YSTE-YY2E

```
body {  
fuente-familia: Arial, sans-serif;  
font-Tamaño: 14px;  
}
```

```
table {  
frontera-collapso: colapso;  
Ancho: 100%;  
margen-top: 20px;  
}
```

```
th, td {  
frontera: 1 px sólido #ccc;  
padding: 8px;  
text-align: centro;  
}
```

```
th {  
color de fondo: #f2f2f2;  
}
```

```
.about-us img {  
max-Ancho: 100%;  
altura: auto;  
márgen: 10px 0;  
}
```

Un motor paso a paso de alta precisión y alto rendimiento garantiza la exactitud y la repetibilidad, eliminando los errores de pipeteo Manual.

- Una pipeta digital de control motorizado con multifunciones
- 2 botones manejan todos los ajustes operativos
- Ligera, diseño ergonómico, pequeñas dimensiones para un manejo fácil que garantiza pipeteo sin fatiga
- Pipeteo, Mezcla, Paso a Paso y Dilución (opcional)
- Pipeteo, Mezcla
- Velocidades ajustables para aspiración y dispensación
- Batería de Li-ion y modos de carga duales que permiten un tiempo de operación más prolongado

- Auto-calibración - se puede conectar a un PC a través de USB para calibración por el usuario. No se requiere calibración por terceros.

Volumen

Rango

μL

Incremento

μL

Volumen de Prueba

uL

error de exactitud

error de precisión

uL

%

s.d.uL

CV%

0.5-10uL

0.01uL

10

1

±0.10

±0.035

±1.0

±3.5

0.05

0.03

0.5

3.0

5-50uL

0.1uL

50

5

±0.40

±0.15

±0.8

±3.0

0.15

0.125

0.3

2.5

30-300uL

1uL

300
30
 ± 1.8
 ± 0.9
 ± 0.6
 ± 3.0
0.6
0.21
0.2
0.7
100-1000uL
5uL
1000
100
 ± 6.0
 ± 3.0
 ± 0.6
 ± 3.0
2.0
0.6
0.2
0.6

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.