

FICHA TÉCNICA

Uso de la fuente de luz del endoscopio para artroscopia ENT PTED

Uso de la fuente de luz del endoscopio para artroscopia ENT

Aplicación:

SY-GW700L puede utilizarse para artroscopia, otorrinolaringología (ENT), PTED (discectomía endoscópica transforaminal percutánea), cistoscopia, nefroscopia percutánea, ventriculoscopia, ductoscopia, histeroscopia, proctoscopia, sigmoidoscopia, resectoscopia urológica, endoscopia de cirugía plástica, laparoscopia, ductoscopia, endoscopia para implantes mamarios, toracoscopia, nasofaringoscopia de fibra, coledocoscopia de fibra, broncoscopia de fibra, ureteroscopia de fibra, reparación de hernias APP, vía lagrimal, tratamiento mínimamente invasivo de varices, etc.

Productos Descripción

Potencia de entrada: 50VA

Fuente de alimentación: AC100-240V 50/60Hz

Fuente de luz: LED light

Potencia de luz efectiva: $\geq 100\text{mW}$

Brillo: $\geq 190,000\text{lx}$

Temperatura de color: $\geq 6500\text{K}$

Noise $\leq 55\text{dB(A)}$

Temperaturas superficiales $\leq 60^\circ\text{C}$

Luz: Diámetro: $(10 \pm 0.10)\text{mm}$

Fusible de host: T2AL 250V AC

Ambiente de trabajo: $5^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.