

FICHA TÉCNICA

Dispositivo de terapia de ondas de choque extracorpóreas YSREH-ESWT-500B

El aparato de terapia de ondas de choque extracorpóreas produce ondas sonoras de pulso de aire mediante un compresor en una ráfaga balística precisa que, a través de un medio conductor físico (como aire, líquido, etc.), actúa sobre el cuerpo, produciendo un efecto biológico: la liberación repentina de energía causada por ondas de alta presión, con una presión instantánea más alta y las características de transmisión de alta velocidad. Mediante la sonda terapéutica, el posicionamiento y el movimiento pueden aflojar las adherencias y dragar los tejidos en una amplia gama de tejidos doloridos.

Ventajas

1. Nuevo diseño de apariencia lujosa, moderno y generoso; Diseño tipo Proll, fácil de mover.
2. Doble compartimento de almacenamiento: permite almacenar los conductores terapéuticos y otros artículos diversos por separado; Compresor importado, funcionamiento silencioso, tratamiento seguro para el medio ambiente, silencioso y cómodo; Pantalla táctil HD, fácil de usar.
3. 200 recetas de tratamiento integradas, se pueden agregar recetas de tratamiento adicionales; Equipado con un exquisito Manual de recetas y un calendario de escritorio de recetas portátil, puede elegir la receta de tratamiento según la situación de la enfermedad del paciente; Con función de transmisión de voz. Con función automática de identificación y detección de pistola.

Ámbito de aplicación

Es adecuado para el tratamiento adyuvante del dolor.

Contraindicaciones

1. Mujeres embarazadas o lactantes;
2. Personas alérgicas;
3. Uso en caso de daño o enfermedad cutánea;
4. Pacientes con enfermedades cardíacas, hepáticas, renales o del sistema hematopoyético, pacientes con enfermedades mentales, pacientes con marcapasos y pacientes con instrumental médico metálico implantado.

Efectos secundarios

1. Edema, enrojecimiento, hematoma.
2. Puntos de sangrado, dolor.
3. Daño cutáneo después del tratamiento.

Los síntomas mencionados desaparecerán automáticamente después de 5 a 10 días. Suspenda el tratamiento si no desaparecen.

Parámetros del producto

Nombre del producto: Dispositivo de terapia de ondas de choque extracorpóreas

Potencia nominal de entrada: 950 VA

Frecuencia de impacto: 1 Hz ~ 25 Hz

Número de descargas: 100 ~ 9900 veces

Presión de trabajo: 1×10^2 kPa ~ $5,5 \times 10^2$ kPa

Dimensiones: 500 mm × 435 mm × 1100 mm

Tamaño de la pistola de impacto: 195 mm × 38 mm × 80 mm

Tubo de gas de goma: 2400 mm

Compresor: 600 kPa

Densidad de energía: 0,15 mJ/0,6 mJ/0,4 mJ/0,85 mJ/1,2 mJ/7 mJ/mm²

Profundidad de penetración: 13 mm/12 mm/11 mm/9 mm/8 mm

Ancho de pulso: 380 μs/200 μs/190 μs F15: 180us, A6: 320us

Prescripción 200

Ruido de funcionamiento no superior a 70 dB

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.