

FICHA TÉCNICA

Mezclador de rodillos de laboratorio YSTE-MR2A

Mezcladora de rodillos de laboratorio YSTE-MR2A

Características:

■ Puede realizar dos funciones (Roll y Swing), adaptadas para mezclar muestras de sangre, materiales adhesivos y suspensiones líquidos - sólidos.

◁ Conducido por Motor de declaración de alto rendimiento DC, Funcionamiento estable, Sin ruido, Larga vida.

→ 7 rollos, estructura compacta lo hace menos ocupación espacial. adaptado para un ambiente obvio.

■ LED con retroiluminación puede mostrar la velocidad actual, el tiempo y el modo de operación, conveniente para la lectura y el ajuste.

♣ El tiempo digital preciso y el ajuste de velocidad pueden llevar a cabo fácilmente el modo de funcionamiento continuo.

♣ Diseño de voltaje de alcance ancho. Evite la interferencia en el equipo por tensión inestable.

♣ El espacio razonable entre los rollos hace que sea adecuado para tubos de diferentes tamaños.

■ Según los requisitos reales, podemos suministrar el modelo transversal reverso de la coratación, El rodillo puede ser alargado dentro de un cierto rango para caber para más tubos.

Datos técnicos principales:

Método de operación:

Ángulo de costura:

Velocidad de puntuación:

Máx. Peso de carga:

Modo de ejecución:

Rango de fijación:

Tensión de entrada (frecuencia):

Humedad relativa admisible:

Potencia de salida:

Longitud del rollo:

Clase protectora:

Temperatura ambiente admisible:

Dimensiones

Net. Peso:

Roll+swing

22mm±1mm

20-100rpm

1,5 kg

Constante, inching

0-999min

AC100-240V(50/60Hz)

80%

10W

236 mm

IP21

5-50°C

410×270×100mm

4.0kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.