

FICHA TÉCNICA

Mezclador de rodillos de laboratorio YSTE-MR3

Mezcladora de rodillos de laboratorio YSTE-MR3

Características:

■ Tres modelos de mezcla, Adaptado a la mezcla de muestras de sangre, muestras urinarias, inyectables y plasma, etc.

■ Alto rendimiento " bajo ruido de paso motor DC para hacer mezcla rápida y completa de muestras.

■ Anillo de clip de silicio especificado, puede caber varios tipos de tubos de prueba y tubos de centrifugado.

→ Tight y estructura razonable lo hacen estable. Adaptado a diversos ambientes.

· LCD con retroiluminación puede mostrar la velocidad actual, el tiempo y el modo de operación, conveniente para la lectura y el ajuste.

♣ El tiempo digital preciso y el ajuste de velocidad pueden llevar a cabo fácilmente el modo de funcionamiento continuo.

♣ El diseño de panel táctil de luz hace que la operación sea fácil.

Datos técnicos:

Método de operación: Rotación: 360° por hora

360° por hora

Cruz de 360° a la aguja del reloj

Agitación: acción recíproca hacia adelante con menos de 5°

Vortex: acción de reciprocación hacia atrás con menos de 5°ángulo + 360° de rotación

Rango de velocidad: 5-40rpm

No.1 placa de trabajo: 1.5ml~15ml tubo de prueba o tubo de centrifugado 22pcs

No.2 placa de trabajo: tubo centrifugado de 50 ml 6pcs, tubo de prueba de 1,5ml~15ml o tubo de centrifugado 4pcs

Modo de ejecución: Timing

Rango de fijación: 1min-60h

Tensión de entrada (frecuencia): AC 220V±10%(50/60Hz)

Poder de entrada: 15W

Clase protectora: IP31

Temperatura ambiente admisible: 5-50°C

Humedad relativa admisible: 80%

Dimensiones: 380×182×190mm

Peso neto: 3 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.