

FICHA TÉCNICA

Esterilización a baja temperatura SHINVA-PS-40X

Esterilización de baja temperatura

Introducción de productos

SHINVA Plasma sterilizer toma H₂O₂ como agente esterilizante y forma plasmatic estado de H₂O₂ por campo electromagnético bajo baja temperatura. Combina H₂O₂ gaseoso y plasmático, para hacer esterilización para los elementos en cámara y descompone el H₂O₂ residual después de la esterilización.

Es ampliamente utilizado en CSSD u otro instituto médico para la esterilización de alambre eléctrico y cable, gafas ópticas y lentes de vidrio, equipos de energía y baterías, endoscopios, catéter, instrumentos no metálicos y otros instrumentos húmedos o sensibles al calor.

Características del producto

Esterilización de baja temperatura

Seguro y amigable con el ambiente

Ahorro de tiempo y costo-eficiente

Conveniente

Múltiples modelos

Esterilización fiable

Puerta de sellado segura

Gestión de datos

Configuración avanzada

Reassuring

Configuración alternativa

Almacenamiento de disco flash USB

Incubadora biológica integrada

Interruptor de pie

Perchero de almacenamiento de aleación

Contenedor de esterilización metálica

Carrete elevador automático

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.