

FICHA TÉCNICA

Esterilización a baja temperatura SHINVA-PS-100XP

Introducción del producto

El esterilizador de plasma SHINVA toma H₂O₂ como agente esterilizante y forma un estado plasmático de H₂O₂ mediante un campo electromagnético a baja temperatura. Combina H₂O₂ gaseoso y plasmático para esterilizar los artículos en la cámara y descompone el H₂O₂ residual después de la esterilización.

Se utiliza ampliamente en CSSD u otro instituto médico para la esterilización de alambres y cables eléctricos, gafas ópticas y lentes de vidrio, equipos eléctricos y baterías, endoscopios, catéteres, instrumentos no metálicos y otros instrumentos húmedos o sensibles al calor.

Características del producto

Esterilización a baja temperatura

Seguro y respetuoso con el medio ambiente

Ahorro de tiempo y rentabilidad

Conveniente

Múltiples modelos

Esterilización confiable

Puerta con sellado seguro

Gestión de datos

Configuración avanzada

tranquilizador

Configuración alternativa

Almacenamiento en disco flash USB

Incubadora biológica integrada

Interruptor de pie

Estante de almacenamiento de aleación

Contenedor esterilizador metálico

Carro elevador automático

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.