



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Espectrofotómetro Elisa Reader YSTE-M03

Espectrofotómetro Elisa Reader

Especificación

Linearity

$R \geq 0.995$

Gama de lectura

0.000~4.000Abs

Stability

$< 0.005\text{Abs}/10 \text{ min}$

Tipo de placa

Placa de 96-well

Shaking

3 modos de agitación con tiempo variable

Sistema de medición

Sistema óptico de 8 canales

Input

Mouse, teclado Membrane,

Pantalla táctil

Wavelength

405, 450, 492, 630 nm, two

más filtros opcionales

Pantalla

7" TFT LCD, 800×480 píxeles

Ancho de banda y precisión

$8 \text{ nm} \pm 2 \text{ nm}$

Printer

Impresora incorporada, impresora externa

Fuente de luz

LED monocromático

Condiciones de trabajo

Fuente de alimentación AC 100~240V, 50/60Hz

Velocidad de lectura

5s con longitud de onda única para el plato entero

Temperatura 10 °C~35 °C

Repeatability

<1%

Humedad 15%~85%

Peso

6 kg

Dimensiones (mm)

400(L) x 310(W) x 169(H)

Aplicaciones

- Residuos de plaguicidas en los alimentos
- melamina
- Hormonas, como T3, T4 y TSH
- Prueba de anticuerpos IgG de células gigantes, anticuerpo IgG de toxoplasma, anticuerpo IgM de rubéola,
- Anticuerpo Fiebre Blister I-IgM y Anticuerpo Fever Blister II-IgM
- Marcador de cáncer, fiebre tifoidea, fiebre paratoidea
- Enfermedades de transmisión sexual (Gonorrea, Sífilis, VIH) y Hepatitis (Hepatitis-
- A, hepatitis B, hepatitis C
- Reacción de anticuerpos fetales y vacunas, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.