

FICHA TÉCNICA

Sala DE OPERACIONES Desfibrilador bifásico YS-8000D



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Sala DE OPERACIONES Desfibrilador bifásico YS-8000D

Características físicas:

Unidad principal: Portátil

Dimensiones: L320xW205xH410

Peso: 9.5kg

Especificaciones técnicas

DEFIBRILLATOR

(1) Defibrillator tipo Manual, Sincronizado, Asincronizado,

(2) Output waveform Biphasic technology

(3) Precisión de energía $\pm 1\%$

(4) Selección de energía 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 joule (resistencia de la carga nominal de 50)

(5) Tiempo de cambio Máximo 8 segundos a 360 Joules

(6) Paletas estándar Adulto/Pedriátrica Paletas de adultos externos reutilizables (rejillas pediátricas integradas)

Requisitos de energía.

a) AC Fuente de alimentación 110V, 60 Hz / 220V, 50 Hz

b) Voltaje de vehículos DC 12V

Retroceso de batería interna

(1) Tipo de batería Batería recargable de plomo-ácido

- (2) Hora de cambio Hora-Minimum de 4 horas para carga completa
- (3) Carga de batería Durante la operación de suministro de energía AC del dispositivo.
- (4) Charging /Low Batería Indication Red LED
- (5) Batería Capacidad 100% de la batería proporcionará 120 minutos de monitoreo; y 30 descargas a 360 joules.

Visualización

- Dimensiones LED: diagonal de 7" {155mm*88mm}, que se lee fácilmente a distancia.
- Type LED gráfico de alta resolución
- Resolución 480X234
- Proporcionar instalaciones de cardioversión con onda anotada en la pantalla
- Mostrar 4 segundos de ECG a 25 mm/seg, ECG seleccionable de los plomos I, II, III cuando se utiliza con un cable de 3 cuentas, y I, II, III aVL, aVR, aVF y V cuando se utiliza con un cable de 5 hojas.
- Visualización de avisos, configuración de ondas, estado de la batería, resumen de eventos y códigos de falla.

La energía seleccionada se muestra por pulsador debajo de la pantalla.

ECG

ECG lead: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1~V6, GND

Análisis de segmento S-T: -2.0~2.0mv

Análisis de arritmia: sí

Protección: Con tensión de 4000vAc/50Hz en aislamiento y trabajo contra electroquirúrgica cuchillo y desfibrilación

Respiración

Método de medición: Impedancia torácica

Parámetro estándar " configuración "

ECG/ RESP/DEFIBRILLATOR

- Proporcione alarmas audibles y visuales para violaciones de frecuencia cardíaca, VF y VT.
- Proporcione una impresora de tira que anota ondaformas, eventos, código de tiempo
- Tener un cable paciente de 5 cuentas como opción a un cable de 3 cuentas.
- Suministrado con rejillas y paquetes de rollos de papel para la impresora.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.