



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Escáner de ultrasonido oftálmico A / B YSODU20A

Escáner de ultrasonido oftálmico A / B

Especificaciones técnicas

Un escaneo

Frecuencia de sonda: Error de $10\text{MHz} \pm 0,5 \text{ MHz}$

Precisión: 0.05mm

Parámetros de medición: profundidad, lente, longitud axial y su promedio

Cálculo de la OI: SRK/II, SRK/T, Holladay, SCDK, Hoffer-Q

Procesamiento de datos: Tabla de herramientas

Operación: Automático, Manual

Almacenamiento de información: memoria masiva Build-in Datos de caso

Informes de imágenes: Impresora externa de alta definición de inyección de tinta

B Scan

Modo B-scan: Escaneos del sector mecánico

Ángulo de escaneo: 53°

Detección: 50mm

Frecuencia de la sonda: Error de $10 \text{ MHz} \pm 0,5 \text{ MHz}$

Resolución: Vertical $\leq 0.5\text{mm}$, Lateral $\leq 1.0\text{mm}$

Escala gris: 256

Modo de visualización: B; B+B; B+A

Almacenamiento: 10 marcos

Procesamiento de publicación de imagen: Brillo, Contraste, Smooth, Sharp, Stretch, Equalize, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.