



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Ultrasonido oftálmico de exploración óptica A / B YSODU20B

Ultrasonido oftálmico de exploración óptica A / B

Especificaciones técnicas

Un escaneo

Frecuencia de la sonda: error de 10 MHZ $\pm$ 0,5 MHZ

Precisión: 0,05 mm

Parámetros de medición: profundidad ACD, lente, longitud axial y su promedio

Cálculo de LIO: SRK / II, SRK / T, Holladay, SCDK, Hoffer-Q

Procesamiento de datos: tabla IOL

Operación: Automático, Manual

Almacenamiento de información: datos de casos integrados de memoria masiva

Informes de imágenes: impresora de inyección de tinta externa de alta definición

B Escanear

Modo de escaneo B: escaneos de sector mecánico

Ángulo de escaneo: 53 °

Detectar profundidad: 50 mm

Frecuencia de la sonda: error de 10 MHZ $\pm$ 0,5 MHZ

Resolución: Vertical $\leq$ 0.5mm, Lateral $\leq$ 1.0mm

Escala de grises: 256

Modo de visualización: B; B + B; B + A

Almacenamiento: 10 marcos

Procesamiento posterior de imágenes: brillo, contraste, suavidad, nitidez, estiramiento, ecualización, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.