

FICHA TÉCNICA

Procesador de tejido de patología YSPD-TS366

Patología Procesador de Tissue YSPD-TS366

Características:

- © Adopting computer to control whole work process, operate brief worktable.
- © Tener el frasco de intercambio y cambiar el control de lugar dibujar perch, operar agilidad breve.
- © Si pierdes electricidad da una alarma, protegiendo el tejido en líquido, obstache, función de protección y así sucesivamente.
- © Adoptar el modo de deshidratación de agitación, así que el tejido y el solvente, parafina se reúnen, por efecto bien.
- © Pantalla que muestra información es Inglés, fácil de usar.
- © Tiempo de diseño rango ancho: tiempo tardío 59hr59min. Cada tarro de trabajo horas más largas 59hr59min, Tiempo de diseño menos distancia 1 Mín.
- © Jarrón de cera adoptan sistema de control de temperatura constante. Precisión de temperatura alta: contaminación defendida, tapas defensivas.
- © Adoptando 9 rebanadas Acuario de 1.2L medicina, en cualquier momento observe el cambio de tejido en el trabajo.
- © Según la necesidad del usuario de adaptar la fuente eléctrica, después de la corte de energía puede funcionar en grandes horas de trabajo puede llegar a 4-16 horas.

Datos técnicos:

- © Pasos del tejido de procesamiento: 12 pasos.
- © Contenedor de vidrio: Cantidad-9 capacity-1.2L.
- © Copa de cera: cantidad-3 capacidad-1L.
- Rango de temperatura-45~85°C±3°C.
- © Proceso: Cada taza de trabajo horas-0~59hr59min.

Proceso de demora-0~59hr59min.

- © Modo recíprocativo venticular de la cesta del tejido: 3 veces/min
- © Tissue basket Especificación: Barrel tissue basket--φ95x80mm.

Navesela de capas...-φ95x80mm Cinco capas.

- © Peso: menos de 60 kg.
- © Dimensión externa: (diámetro)660 x (Altura)550 x 680(Tiptop)mm.
- © Tensión de rated: 220v, 50Hz.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.