

FICHA TÉCNICA

Analizador de coagulación veterinaria YSTE501V

Analizador de coagulación veterinaria YSTE501V

- * Canales de prueba: 1 canal/Samplepre-calentamiento posición: 5 posiciones
- * Principio avanzado de luz dispersa y análisis de porcentaje aseguran resultados precisos.
- * El sistema de ajuste de luz óptica avanzado garantiza un resultado de precisión.
- * Opcional PT método derivado para la prueba de fibrinógeno, la disminución de la dosis de reactivo

Especificaciones

Principio de prueba

Sistema óptico

Reactivo consumir

20 ~ 40uL, reactivo abierto

Ubicación de la taza de prueba

Sistema de ubicación de la taza de prueba, agregando soporte de muestra

Pipeta

Pipeta enlazada electrónicamente

Impresora

Impresora térmica interna

Memoria

10.000 resultados

Artículo de prueba

¡PT! ¡APTT! Fibrinógeno TT y factores de coagulación

Incubadora de muestra

5

Incubadora de reactivos

2

Software temporizador

1

Test longitud de onda

470nm

Temp control de precisión

37 ± 0,5 °C

Indicador de coincidencia

$\leq 3\%$

Conversión de resultados

S,%, PTR... INR g/L

Modo de operación

Teclado de membrana

Idioma

Inglés

Fuente de alimentación

110V/220VAC $\pm 15\%$ 50-60Hz

Dimensión de la máquina

27cm(L) $\times$ 27cm(W) $\times$ 12cm(H)

Entorno DE TRABAJO

Temperatura 15 °C-30 °C, No $\leq 90\%$

Peso

6Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.