



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Analizador Veterinario de la coagulación de dos canales YSTE502V

Analizador Veterinario de la coagulación de dos canales YSTE502V

Introducción

Canales de prueba: 2 canales; 2 análisis de parámetros diferentes en el mismo tiempo.

Posición de pre-calentamiento de la muestra: 16 posiciones;

Posición previa al calentamiento regente: 4 positones

El principio avanzado de luz dispersa y el análisis de porcentaje aseguran resultados precisos.

Bajo consumo de reactivo menos de 20uL, reactivo abierto.

Sistema de ubicación de taza de prueba especial, agregando soporte de muestra

PT opcional método derivado para probar fibrinógeno, desacelerar la dosificación de reactivo

El sistema de ajuste de luz óptica avanzado garantiza un resultado de precisión.

Termostato de calidad superior, precisión $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$

Precisión de dispensación: $\text{CV} < 2\%$

Memoria para el resultado de la prueba 10.000

Impresora térmica interna

Pipeta ligada electrónicamente opcional.

Realice todas las pruebas de rutina como PT. ¡APTT! Fibrinógeno TT y factores de coagulación

Interfaz RS232, PC conectando

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.