

FICHA TÉCNICA

Monitor de paciente multiparamétrico YSPM80C



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Descripción

PNI

Método: Oscilometría

Modo de medición: Manual, Automático, STAT

Intervalo de medida en modo automático:

1~5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min

Periodo de medida en modo STAT: 5min

Rango de frecuencia del pulso: 40 ~ 240 bpm

Rango de medida y alarma: Adulto

SIS 40 ~ 280 mmHg

Diámetro 10 ~ 220 mmHg

MEDIA 20 ~ 240 mmHg

Pediátrico

SIS 40 ~ 220 mmHg

Diámetro 10 ~ 160 mmHg

MEDIA 20 ~ 170 mmHg

neonatal

SIS 40 ~ 135 mmHg

Diámetro 10 ~ 100 mmHg

MEDIA 20 ~ 110 mmHg

Medición de presión estática

Rango: 0 ~ 300 mmHg

Precisión: ± 3 mmHg

Resolución: 1 mmHg Precisión:

Máx. Error medio: ± 5 mmHg

Máx. Desviación estándar: 8 mmHg

Protección contra sobrepresión:

Adulto 300 mmHg

Pediátrico 240 mmHg

Neonatal 150 mmHg

SPO2

Rango de medición: 0 ~ 100%

Resolución: 1%

Precisión: 70% ~ 100% $\pm 2\%$

40% ~ 69% $\pm 3\%$

Ambiente

Entorno operativo :

Temperatura: 0 ~ 40 °C

Humedad: 15% ~ 80%

Presión: 86,0 kPa ~ 106,0 kPa

Entorno de transporte y almacenamiento:

Temperatura: -20 ~ 55 °C

Humedad: 10% ~ 90%

Presión: 86,0 kPa ~ 106,0 kPa

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.