

FICHA TÉCNICA

Mezclador de balanceo de laboratorio YSTE- KJ201BY

YSTE-KJ201BY Mezcladora de Rocking de laboratorio

Características:

- Puede llevar a cabo una acción de agitación oscilando hacia arriba y hacia abajo de 25 grados, que puede hacer que el líquido en el recipiente para mover suave como la ola.
- ◁ Conducido por Motor de corriente alterna de alto rendimiento, Corriendo estable, Sin ruido, Larga vida.
- Tight y estructura razonable lo hacen estable. adaptado a diversos ambientes.
- ♣ El almohadilla escalar especificada se adapta a la mezcla de múltiples tipos de tubos de ensayo, tubos centrífugos y contenedores tubulares.

Datos técnicos:

Método de operación: Suba y baja

Velocidad de rodamiento: 15 rpm

Ángulo de roca: $\pm 25^\circ$

Tamaño de la placa de trabajo: 252×170mm

Pensión externa: 346×196×95mm

Voltaje: AC 220V $\pm$ 10% (50/60Hz)

Valoración de potencia: 6W

N.W.: 2.5Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.