



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Analizador de hematología automático de 5 partes YSTE5000A

YSTE5000A Analizador automático de hematología de 5 partes

Uso previsto

YSTE5000A Automática Hematología Analyzer utiliza la citometría de flujo basada en láser para contar los glóbulos blancos en la muestra de sangre, utiliza impedancia eléctrica para contar los glóbulos rojos y las plaquetas, y colorimetría para medir la hemoglobina, y los parámetros pertinentes serán enumerados.

Características

50 µm Agujero: Prueba precisa de células sanguíneas con agujeros de gema de 50 µm

Filtro digital: Eliminar la interferencia de manera efectiva

Calibración de Coincidencia: Mejorar las capacidades analíticas

Canales dobles: clasificación 2D de canales dobles WBC, más rápido y preciso

Especificaciones técnicas

Parámetros

5-part WBC Differential

25 Parámetros Reportables

2 Histogramas

2 Diagramas de dispersión

Alarma de muestra anormal

Modo de muestra

Sangre entera (Venosa/Capillar), Predilución

Métodos de CQ

L-J QC, X-B QC

Fuente de alimentación

100-240 V~50/60 HZ

Peso

21 kg

Dimensión

328 mm x 471 mm x 446 mm (L x W x H)

Almacenamiento de datos

10,000

Tipo de pantalla

Pantalla resistiva de 10.4 pulgadas

Condiciones de funcionamiento

18~30°C, ≤80% Humedad Relativa, 75 kPa~106 k Pa

Artículos de prueba

White Blood Cell

WBC

Concentración de hemoglobina corpuscular media

MCHC

Neutrophil#

NEU#

Hemoglobina corpuscular

MCH

Lymphocyte#

LYM#

Distribución del volumen de la célula roja Desviación de la anchura y la tensión

RDW-SD

Monocyte

MON#

Volumen específico de la célula de sangre roja

HCT

Eosinophil#

EOS#

Platelet

PLT

Basófilo#

BAS#

Volumen de plaqueta medio

MPV

Neutrophil

NEU%

Distribución de plaquetas

PDW

Linfocito

LYM%

Plateletcrit

PCT

Monocyte

MONO

Proporción de la célula plaqueta-large

P-LCR

Eosinophil

EOS%

Conde de células de plaquetas-large

P-LCC

Basófilo

BAS%

Distribución del volumen de la célula roja Coeficiente de varianza

RDW-CV

Celda de sangre roja

RBC

Volumen de células medias

MCV

Hemoglobina (Concentración)

HGB

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.