



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

## FICHA TÉCNICA

### Mesa de exploración de ginecología multifunción para hospital YSKY-10A

Mezclador aire-oxígeno médico para lactantes

Características de rendimiento:

1. La licuadora aire-oxígeno se utiliza bajo la condición de una mayor concentración de oxígeno, como campana, catéter nasal, incubadora, resucitador infantil, máquina del pulmón del corazón
2. Las diferentes concentraciones de oxígeno medicinal se configurarán ajustando la proporción de oxígeno y aire.
3. Ajuste la concentración de oxígeno y el flujo respectivamente.
4. La estructura del puerto de doble salida puede suministrar gas para uno o más pacientes al mismo tiempo
5. Equipado con una válvula reguladora que puede ajustar la proporción de concentración de oxígeno, y un dispositivo que hace que la presión estable, para hacer salida el pressuer constante
6. Un sistema interior de presión diferencial. Cuando es alarmante, la válvula de seguridad se inicia automáticamente y produce el gas de mezcla continuamente para garantizar la seguridad de los pacientes

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.