



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Sistema de resonancia magnética permanente 0.35T Sistema de aplicación clínica

Características: Almacenamiento y transmisión de imágenes convenientes. Según las necesidades de cada usuario, el sistema permite guardar las imágenes en formato PC estándar con solo pulsar un botón. Facilita el transporte, el intercambio de datos y la copia a CD; además, permite seleccionar la transmisión de datos en red DICOM u otros métodos de almacenamiento para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.

La combinación perfecta de un sistema de gradiente y un amplificador de RF de alto rendimiento garantiza un funcionamiento estable del sistema y una excelente calidad de imagen.

Todos los modelos de resonancia magnética permanente incorporan un sistema de control de temperatura de alta precisión para el imán, lo que garantiza la estabilidad de la intensidad del campo magnético y la calidad de las imágenes a largo plazo, ahorrando costes a los usuarios.

Sistema altamente abierto, ideal para terapias intervencionistas por resonancia magnética.

Gracias a la bobina de gradiente autoapantallada, el sistema de amplificador de gradiente de alto ciclo de trabajo y la tecnología y el diseño libres de corrientes parásitas, se evitan las corrientes parásitas en las capas de apantallamiento metálico y se recogen las producidas por los ejes X e Y para su posterior eliminación intensiva mediante un algoritmo de Software. Esta tecnología mejora la capacidad de codificación espacial y la calidad de la imagen.

Basado en un diseño humanizado e inteligente, con una posición de mesa baja, ofrece comodidad para camillas y pacientes con discapacidad.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.