

FICHA TÉCNICA

Medidor de bilirrubina total

Medidor de bilirrubina total

Introducción

El principio del medidor de bilirubin total es fotometría directa. Examina el color del plasma sanguíneo, y obtiene la concentración de bilirubin total comparando el color con el calibrador.

La sangre recolectada se divide en 2 partes después del centrifugado, la parte inferior es la célula sanguínea, la parte superior es el plasma. La luz de medición es brillo a 37 mm de abajo, por lo que el nivel de glóbulos debe ser inferior a 37 mm de abajo. Si es más alto que este nivel, todo el resultado será incorrecto.

El capilar tiene sólo unos 4 mm fuera del soporte de medición cuando se inserta en la medición bien a través. Si el capilar se inserta incorrectamente, el resultado será incorrecto.

Especificaciones

Principio de medición

fotometría directa

Capillary

75mm/60µL capilar desechable. diámetro 1.3mm-1.4mm

Rango de medición

0-30mg/dl

Volumen de muestra

40-45µL (2/3-3/4 del volumen capilar total)

Impresora incorporada

Impresora térmica de 58 mm

Interfaz

RS232 estándar

Puerto de conexión

Puerto USB

Dimensiones

250(L)*190(W)*85(H)mm

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.