

FICHA TÉCNICA

Máquina de análisis de orina en venta YSTE-UA300



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

SPECIFICACIÓN

Principio de medición

Inteligencia artificial + tecnología de visión de la computadora

Ámbito de aplicación

10, 11, 12 y 14 parámetros

Artículos de prueba

Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Específica gravedad (SG), pH, Sangre (BLD), Proteína (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leucocyte (LEU), Ácido ascórbico (VC), Creatinina (CRE), Calcium ion (CAL), MAL

Velocidad de prueba

514 muestra/hora

Método de registro

Impresión térmica / LCD

Visualización

Pantalla de pantalla grande de 7 pulgadas, operación táctil

Voltaje(AC)

100~240V $\pm$ 10%, 50-60Hz, seguro y confiable

Entorno de funcionamiento

15-35 °C, Humedad <85 %

Alimentación eléctrica

20VA

Peso

menos de 5KG

Fecha de la comunicación

Interfaz RS232 reservada, Wi-Fi, interfaz de red, sistema de análisis de sedimentos de orina externa, Software de gestión hospitalaria (HIS, LIS)

Fecha de almacenamiento

Memoria de gran capacidad. Puede almacenar millones de resultados de prueba, puede consultar los resultados de la prueba de acuerdo con los números de registro

Método de impresión

Impresora térmica integrada de alta velocidad

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.