

FICHA TÉCNICA

Monitor multiparámetro YSF6 de 7 pulgadas

7 pulgadas de Monitor multiparametro Señales vitales paciente YSF6 venta caliente

Características de YSF6

Pantalla LCD TFT de 7", alta resolución.

Batería recargable incorporada.

Ventana de funcionamiento compatible con el usuario.

60s revelación completa de la reproducción ECG.

48 horas tabular y gráfica tendencias > almacenamiento de datos.

Digital SpO2, alta capacidad contra la interferencia de ESU, movimiento y baja infusión.

Aislado contra el efecto de desfibrilación.

Transmisible inalámbrico o cable con sistema central de estación.

Parámetro : 5 Plomo ECG, RESP, Digital SpO2, NIBP, TEMP.

Configuración estándar de YSF6:

SpO2, NIBP, PR, TEMP, RESP, ECG

Configuración Opcional de YSF6:

2-TEMP, Impresora(50mm), Montaje de carro / valla, Nellcor SpO2, Sistema Central de Monitor

Especificaciones técnicas de YSF6

-Seguridad: IEC60601(GB9706)

-Dimensiones: 256(W) x 209(H) x 185(D)

- Peso: 4Kgs (con batería)

-Alimentación eléctrica: 100-240V; AC: 47-63Hz

12VDC

- Indicación de alarm: alarma visual y audible

ECG

- Selección de cuentas:I, II, III, aVR, aVL, aVF

-Gain: AUTO, 0.25x, 0.5x, 1.0x, 2.0x, 4.0x

- Impedancia de entrada: $\geq 5\text{M}\Omega$ (d.c.-60Hz)

Razón de rechazo del modo común: $\geq 85\text{dB}$ (modo diagnóstico)

$\geq 105\text{dB}$ (modo quirúrgico de vigilancia)

Bandwidth: 0,5-40Hz(modos de vigilancia)

0.05-120Hz(modos diagnóstico)

1-25Hz(modos quirúrgico)

Protección: Tensión de descomposición de segregación 4000VAC, 50/60Hz

Resistente al electromagnetismo de alta frecuencia, mioelectricidad, AC, interferencia de deriva

Indicación del desprendimiento de electrodos: Disponible

Playback of Cardiogram: Disponible

Velocidad de escaneado: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Rango de frecuencia cardíaca: 10-300BPM

Precisión: ± 1 BPM

NIBP

-Metodología: Oscilometría automática

-Modos de operación: Individuales(manuales), Ciclo(automática), Rapid(continua)

- Medidas: Presión sistólica/preesura diastólica/media

Rango: Adulto: 10-270mmHg

Pediatría: 10-235mmHg

Neonatal: 10-135mmHg

Unidad: mmHg/Kpa seleccionable

Medición automática: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minutos, 2, 4, 8 horas

600 grupos de examen de datos de medición NIBP

RESP

Método: Medición de la impedancia

Rango de medición: 0-120 bmp

Límite de alarma: 0-120 bmp, límite superior e inferior regulable continuamente

alarma de apnea: Disponible

Digital SpO₂(Oximetría de Pulso)

Rango: 0-100%

Precisión: ± 2 (70%-100%)

No especificado(0-34%)

Rango límitePrecisión del pulso: 25-250BPM ± 1 BPM

TEMP

Canal 0-100%

Rango: 0-50°C

Unidad: Celsius, Fahrenheit

Resolución 1°C

Precisión: ± 0.1 °C(25°C-50°C)

Environment Conditions:

Temperatura:

Operación: 0°C-50°C

Almacenamiento/Transportación: -40°C-70°C

Humedad:

Operación: 10 % -95% no condensado

Almacenamiento/Transportación: 0%-93% no condensado

Presión atmosférica:

Operación: 700-1060hPa

Almacenamiento/Transportación: 500-1060hPa

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.