

FICHA TÉCNICA

Analizador multifunción 9 en 1 de lípidos, glucosa, presión arterial y ácido úrico YSTE-GULP101

Elemento de análisis:

Colesterol total (CT)

Colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL)

Triglicéridos (TG)

Glucosa (GS)

Presión arterial (PA)

Ácido úrico (AU)

Frecuencia cardíaca (FC)

Elemento calculado:

Lipoproteínas de baja densidad (LDL)

Relación CT/HDL

Características

Prueba rápida

Prueba rápida en 120 segundos

Bluetooth

Utilice Bluetooth para sincronizar datos con el teléfono y la impresora Bluetooth fácilmente

Conveniente

Análisis de 9 elementos en un dispositivo

Larga duración

4 pilas AA renovables de bajo consumo

Micromuestra

Máximo 35 µL de sangre total (capilar y venosa), plasma y suero

Chip inteligente

Medición de alto rendimiento

Especificación de los resultados de la prueba

Tipo de muestra

Sangre de la yema del dedo, sangre entera (sangre capilar y sangre entera venosa), suero o plasma

Volumen de muestra de lípidos

Aprox. 35 µl

Volumen de muestra de glucosa

Aproximadamente 1 µl

Volumen de muestra de ácido úrico

Aprox . 3 µl

Fuerza

4 pilas AA

Memoria

Cada artículo contiene 500 conjuntos de registros, cada conjunto de registros incluye la fecha, la hora y el número de la prueba.

Modo de ahorro de energía

El medidor se apaga automáticamente sin ninguna operación en 4 minutos.

Volumen

152 × 123 × 48 mm (largo × ancho × alto)

Peso

Aproximadamente 365 g

Condiciones de funcionamiento del sistema

(10-35) ° C, <80 % HR, altitud inferior a 3048 metros

Condiciones de almacenamiento y transporte

(0-55)°C, <90 % HR, (50-106)kPa

niveles de contaminación

2

Número de versión del Software

Versión 1.0

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.