

FICHA TÉCNICA

Mezclador de rodillos de sangre YSTE-MR2

Mezcladora de rodillos de sangre YSTE-MR2

Características:

■ Puede realizar dos funciones (Roll y Swing), adaptadas para mezclar muestras de sangre, materiales adhesivos y suspensiones líquidos - sólidos.

◁ Conducido por Motor de declaración de alto rendimiento DC, Funcionamiento estable, Sin ruido, Larga vida.

→ 7 rollos, estructura compacta lo hace menos ocupación espacial. adaptado para un ambiente obvio.

♣ El espacio razonable entre los rollos hace que sea adecuado para tubos de diferentes tamaños.

■ Según los requisitos reales, podemos suministrar el modelo transversal corotationreverse, El rodillo puede ser alargado dentro de un cierto rango para caber para más tubos.

Datos técnicos principales:

Método de operación: Roll+swing

Ángulo de costura: 22mm±1mm

Velocidad de la clasificación: 20-80rpm

Máx. Peso de carga: 1.5Kg

Modo de ejecución: Constante

Tensión de entrada (frecuencia): AC 220V±10%(50/60Hz)

Humedad relativa admisible: 80%

Potencia de salida: 10W

Longitud del rodillo: 236mm

Clase protectora: IP21

Temperatura ambiente admisible: 5-50°C

Dimensiones: 410×270×100mm

Peso neto: 4.5Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.