



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Instrumento de extracción de ácidos nucleicos totalmente automático YSTE-NE48

Como instrumento de extracción de ácidos nucleicos totalmente automático, el YSTE-NE48 cuenta con las certificaciones FDA y CE.

Este sistema de extracción de ácidos nucleicos totalmente automatizado está equipado con una gran pantalla táctil y un módulo de desinfección ultravioleta automática, lo que proporciona mayor seguridad a los operadores.

Con un rápido calentamiento/enfriamiento y un excelente rendimiento de extracción, el modo rápido solo requiere 13 minutos.

Ofrece un funcionamiento intuitivo y una gran comodidad para el cliente. Además de este producto, también fabricamos otro tipo de extractor de ácidos nucleicos automatizado, muy popular entre los clientes.

Principio: Extracción automática con microesferas magnéticas

Número de varillas magnéticas: 48

Tamaño de la pantalla: 9,2 pulgadas

Volumen de dispensación: 20-1000 ul

Tiempo de extracción: 10-30 min

Muestra: Sangre completa, suero, plasma, frotis faríngeo, líquido de punción, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.