

FICHA TÉCNICA

Mezclador de rodillos de laboratorio para la venta YSTE-MR4A

Mezcladora de rodillos de laboratorio YSTE-MR4A para la venta

Características:

■ La mezcla de rotación leve de 360 grados puede mantener la muestra en suspensión. Adaptado a la mezcla de sangre, muestras urinarias, etc.

< Conducido por Motor de declaración de alto rendimiento DC, Funcionamiento estable, Sin ruido, Larga vida.

√≥ La estructura compacta y razonable la hace estable. Adaptada a diversos ambientes.

■ Cuatro tipos de clip elástico se pueden combinar aleatoriamente para su uso. Adaptado a tubos de 1.5ml, 15ml, 50ml y tubos de prueba con Ø8, Ø9, Ø12, Ø13, Ø16mm de diámetro.

Datos técnicos:

Método de operación: rotación de 360°

Ángulo inclinado de la placa: 38°

Rango de velocidad: 6-32rpm

Clip Cantidad: tamaño grande 12pcs / tamaño medio 24pcs / tamaño pequeño 24pcs

Modo de ejecución: Timing / Continuous

Diámetro de placa: Ø300mm

Tensión de entrada (frecuencia): AC 100-240V (50/60Hz)

Potencia de entrada: 10W

Clase protectora: IP31

Temperatura ambiente admisible: 5-50°C

Humedad relativa admisible: 80%

Dimensiones: 310×300×420mm

Peso neto: 4.3Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.