

FICHA TÉCNICA

Esterilizador de vapor al vacío de puerta manual XG1.C

Esterilizador de vapor al vacío de puerta Manual XG1.C

Introducción de productos

Es aplicable para la esterilización de desempaquetados

instrumento sólido en el departamento de estomatología, oftal-

SHNA

mología, sala de operaciones y CSSD.

Características del producto

.Touch pantalla de temperatura, presión, tiempo, funcionamiento estado y advertencia de fracaso.

.Equipado con programas de esterilización profesional y sistematizado de tela, instrumento, caucho y líquido.

.El sistema de descarga de aire de presión positiva será eficaz descargar el aire frío de la cámara para mejorar la saturabilidad del vapor.

generador de vapor eficiente, temperatura de microcomputadora control, tiempo y ahorro de energía.

.Equipado con función post-secación que hace el residual humedad de los artículos esterilizados inferior al 3%.

Equipado con impresora para imprimir los parámetros de fecha, hora y proceso.

.Dispositivo de protección autocaliente, dispositivo de bloqueo de seguridad de puerta dual, válvula de sobrepresión, protección de cortocircuito y sobrepresión protección segura.

.Perfecto sistema de gestión de la autoridad de cuatro niveles para evitar errores

Ation.

632x1000mm

1400*890x1780mm 750kg AC 380V,50Hz

17Kw

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.