

FICHA TÉCNICA

Sistema de análisis microbiológico YSTE-MA120



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

El sistema de análisis microbiológico ID/AST YSTE-MA120 proporciona resultados de identificación y pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos (AST). Se utiliza para la identificación de bacterias y hongos patógenos clínicos, así como para pruebas de susceptibilidad a los antibióticos y análisis semicuantitativo de CMI. Consta de un lector que realiza automáticamente la identificación y la prueba de susceptibilidad simultáneamente, ahorrando considerablemente tiempo, costes y mano de obra.

Gracias a su extensa base de datos, el sistema proporciona a los profesionales sanitarios referencias de diagnóstico y tratamiento con precisión y rapidez.

Características:

1. Método colorimétrico para identificación y método turbidimétrico para AST
2. Equipado con computadora integrada y pantalla LCD
3. Velocidad de prueba: 40 paneles de prueba/hora
4. Un panel de prueba que combina 24 micropocillos para identificación y 96 para la prueba de susceptibilidad a antibióticos
5. Excelente rendimiento para la identificación de una amplia variedad de patógenos, incluyendo bacterias y hongos: Streptococcus/Enterococcus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae, no fermentadores y hongos. Los paneles de prueba correspondientes están disponibles.
6. Prueba de susceptibilidad a antibióticos precisa y fiable: uso de diferentes tipos y concentraciones de antibióticos para obtener la CMI real.
7. Sistema experto: actualización anual del Software de acuerdo con el estándar CLSI o EUCAST.

Especificaciones clave:

Interfaz de datos: USB y RS232, conectividad para LIS o HIS

Entrada: 100~240 V CA, 50/60 Hz

Potencia: 250 W

Dimensiones: 400 x 390 x 440 mm

Peso: 14,5 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.