

FICHA TÉCNICA

MINDRAY BC-5380 5 Parte Diff CBC Auto Blood Hematology Analyzer



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Modelo	BC-5380
Parámetros	27
Histogramas / diagramas de dispersión	3 / 1
Modo de muestreo	Cargador automático; tubo cerrado
Rendimiento del cargador automático	Hasta 60 muestras/hora
Rendimiento en tubo cerrado	Hasta 50 muestras/hora
Volumen de muestra de sangre total	20 µL
Volumen de muestra prediluida	20 µL
Modos de ensayo	CBC; CBC+DIFF
Capacidad de almacenamiento de datos	Hasta 40,000 resultados con información numérica y gráfica
Comunicación	Puerto LAN compatible con el protocolo HL7
Temperatura de funcionamiento	15~30 °C
Humedad de funcionamiento	30~85%
Presión atmosférica de funcionamiento	70~106 kPa

Requisitos eléctricos	AC 100-240 V; ≤300 VA; 50/60 Hz
Peso	≤65 kg

Se omiten los valores de la tabla de rendimiento y abreviaturas de analitos que no son legibles. Solicitar confirmación al cotizar.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.