

FICHA TÉCNICA

Analizador de bioquímica Rayto Chemray 330

Bandeja de reactivos

.Posiciones de reactivos: 40 posiciones en el compartimento refrigerado.

.Temperatura refrigerada: 4-150C

.Volumen de reactivo:

R1:180-450pL, 0,5pL ajustable

R2: 10-250 pl, 0,5 pl ajustable

.Lector de código de barras de reactivo incorporado (opcional)

Bandeja de reacción

.Posiciones de reacción: 81 cubetas, 9 cubetas/tira

.Volumen de reacción: 120pL-500pL

.Temperatura de reacción: 370C, fluctuación 10,20C

.Sonda de mezcla independiente

.Lavado de cubetas: Sistema de lavado automático de 8 pasos.

Investigacion

.Precalentamiento del reactivo

.Protección contra colisiones, detección de nivel de líquido y verificación de inventario

.Lavado automático de sonda interior y exterior después de cada ciclo, arrastre<1 %

.Función de detección de coágulos (opcional)

Sistema óptico y de medición

.Lámpara: Lámpara halógena

.Rango de absorbancia: 0-4.000Abs

.Longitudes de onda: 8 longitudes de onda de 320 nm a 850 nm, incluidas 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm

.Resolución: 0.0001 Abs

Condiciones de trabajo

.Fuente de alimentación: AC110V/220V, 50Hz/60Hz

.Temperatura: 0-400C

.Humedad: S80%

.Consumo de agua: <_3.6Uh

.Dimensiones: 800 mm (largo) x 650 mm (ancho) x 590 mm (alto).

.Peso bruto: 142 kg.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.