

FICHA TÉCNICA

Sistema de evacuación de humos YSESU-X200

Sistema de evacuación de humors YSESU-X200

El dispositivo de fumadores médico YSESU-X200 adopta un motor de fumadores de 200 W para eliminar eficazmente el humo dañino generado durante el LEEP ginecológico, el tratamiento de microondas, el láser de CO2 y otras operaciones.

Según informes nacionales y extranjeros de literatura, el humo contiene virus viables como hpv y hiv. YSESU-X200 puede absorber y filtrar el humo generado durante la operación varias veces, eliminando eficazmente la electrocauteria de alta frecuencia, la terapia de microondas, el láser de CO2 y otras operaciones quirúrgicas El humo dañino generado en ese momento puede lograr el propósito de purificar el aire ambiente y reducir el humo dañino al personal médico y a los pacientes.

El dispositivo de fumadores médico YSESU-X200 se puede activar manualmente o mediante un interruptor de pedal, y puede funcionar tranquilamente incluso a altas velocidades de flujo. El filtro se instala externamente, lo que es rápido y fácil de reemplazar.

Especificación

nombre del producto

Sistema de evacuación de humo YSESU-X200

modelo

YSESU-X200

Servicio de postventa

Apoyo técnico en línea

Tiempo de arrendamiento

7 a 10 días hábiles

Propiedades

Electrocirugía

Fuente de energía

Electricidad

MOQ

1 pieza

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.