

FICHA TÉCNICA

Prueba de espirómetro de función pulmonar ultrasónica YSSPR-AG

Descripción del producto

Medición precisa del paciente cuyo peso es superior a 2 kg, Disponible para bebés prematuros, neonatos, bebés y niños

Diseño modular para lograr una función PFT diferente

Alta sensibilidad y baja resistencia transductor de flujo ultrasónico , precisa y fiable, excelente repetibilidad curva

RECO para los desechables, Perfectamente eliminar la infección cruzada

Calibración automática de compensación cero

Corrección BTPS en tiempo real

Cumplir las normas ATS/ERS

Adecuado para adultos y recién nacidos(≥ 2 kgs), niños

Características del Software

Apoyo a los valores proyectados para los diferentes grupos étnicos

Visualización de curvas de respiración dinámica y en tiempo real que permite ayudar a los operadores a crear una flor de método respiratorio

Filtro automático para eliminar señales interferentes y ondas inestables, el operador también puede ajustar manualmente la curva

Soporte para ajustar manualmente la curva de respiración del bucle de volumen de flujo de respiración de Tidal (TBFV)

Seleccione automáticamente los mejores resultados de acuerdo con las normas ATS/ERS

Base de datos SQL con excelente confidencialidad , almacenamiento en masa, lectura eficiente de datos

Función principal:

Medición completa de la espirometría (Espirometría lenta, espirometría forzada, mvv, análisis de la respiración mareada)

Crema de respiración de marea alta

La función respiratoria tidal es un índice importante para analizar las enfermedades pulmonares y respiratorias

Función opcional:

Resistencia a las vías respiratorias Rocc

Capno

Láminas de Flow-Volume por apretado

Medición VO2

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.