

FICHA TÉCNICA

Unidad de succión bajo presión negativa Aspirador de vacío



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Unidad de succión bajo presión negativa Aspirador de vacío

La unidad de aspiración de pedales es aplicable para la unidad de atención médica como aspiración clínica bajo presión negativa.

Características del producto: tamaño pequeño, peso ligero, fácil de operar, no se requiere potencia.

Tread the stepping rod to drive the piston to move repeatedly so as to generate negative Pressure.

Utilice la válvula de no retorno para no generar presión positiva. La unidad de aspiración de pedal es segura y confiable.

- La estructura compacta facilita el funcionamiento y es conveniente llevar.
- Succión médica con alta presión negativa y alta velocidad de flujo.

Valor de presión negativo último: $\geq 0.08\text{MPa}$

Flujo máximo de aire libre: $\geq 20\text{L/min}$

Volumen de reserva: $\geq 1000\text{ml}$, 1pc

Fuerza pedagógica: $\leq 245\text{N}$

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.